

PRESSEMITTEILUNG

###

Click and Carry - DWK Life Sciences entwickelt Flaschen-Tragesystem für den sicheren Transport großvolumiger DURAN® Laborglasflaschen

Das Tragen, Halten und Ausgießen von großvolumigen DURAN® Laborglasflaschen, insbesondere wenn diese mit Flüssigkeit gefüllt sind, wird durch das erhöhte Gewicht und die unhandliche Größe wesentlich erschwert. Eine optimale Lösung bietet DWK Life Sciences jetzt mit dem sicheren und einfachen **DURAN® GL 45 Flaschen-Tragesystem an.**

Das System basiert auf einem GL 45 **Flaschen-Adapter**, der speziell dafür konzipiert wurde, das Tragegurtsystem sicher um den Flaschenhals zu befestigen. Starke, widerstandsfähige **Gurte und Griffe** aus rutschhemmendem Material halten die Flasche stets sicher in der gewünschten Position. Einen weiteren Schutz bietet der stoßdämpfende **Trageboden aus Silikon**. Alle Bestandteile des Flaschen-Tragesystems sind autoklavierbar und können einfach gereinigt werden, selbst wenn sie an der Flasche befestigt sind.

Alistair Rees, DURAN® Produktmanager bei DWK Life Sciences, kommentiert: „Das neue, modulare Tragesystem für die größeren DURAN® GL 45 Standard-Laborflaschen ermöglicht einfaches und sicheres Transportieren der Flaschen im Labor- und Produktionsbereich. Das komplette Gurtsystem ist ergonomisch designed und darauf ausgelegt, die

Juni 2018
Pressekontakt: Ursula Körner
Tel. 0 61 31 / 1445-4428
Fax 0 61 31 / 1445-4016
ursula.koerner@dwk-lifesciences.com

www.dwk-lifesciences.com



Labormitarbeiter sowie die Flasche nebst Inhalt zu schützen, und fördert somit die Sicherheit am Arbeitsplatz.“

Das DURAN® GL 45 Flaschen-Tragesystem ist erhältlich für die folgenden vier Flaschengrößen: 2, 5, 10 und 20 Liter und gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, abhängig von der verwendeten Flaschengröße. Das 5-Liter Tragesystem beispielsweise erlaubt ein sicheres und kontrolliertes Ausgießen dank eines zusätzlichen seitlichen Schütt-Griffs. Das 10- und 20-Liter Tragesystem verfügt über zwei Haltegriffe am Kopf der Flasche, so dass dieses von zwei Personen getragen und bedient werden kann.

Als weiteres Zubehör sind folgende Elemente optional erhältlich: ein rollbarer Transportwagen aus Edelstahl für 10- oder 20-Liter Flaschen sowie dazugehörige Handgriffe, die die Handhabung erleichtern.

Erfahren Sie mehr von den Vorzügen des kompletten DURAN® Flaschen-Tragesystems und besuchen Sie uns auf unseremACHEMA Messestand B7 in Halle 4.1, vom 11.-15. Juni 2018 in Frankfurt am Main, Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter www.DWK-LifeSciences.com

Kontakt:

DWK Life Sciences GmbH

Tel. +49 (0)6131/1445 4131

E-Mail: communications@DWK-LifeSciences.com